

経腸栄養分野の誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

厚生労働省通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。特に経腸栄養分野については円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切り替え予定

2021年2月1日（月）をもって一斉に製品を切り替えます。

※ ただし入院患者様・外来患者様ともに、現在使用（留置）されている方に関しましては、交換時期を目処に新規格製品を使用させていただきます。

今後の対応

切替日以降に当院から転出する患者様は、右図の新規格製品の「オスコネクタ」を使用します。

このタイプの製品に接続するためには、


- ①「新規格メスコネクタ」の製品を直接接続する。
- ②「変換コネクタ typeA」を介して、既存規格オスの製品と接続する。

のどちらかで対応する必要があります。

特に旧規格と新規格で異なる接続を行う場合には「変換コネクタ」がないと接続できません。

今回の規格変更について、施設間での混乱がないよう、お手数をおかけしますが、ご協力の程宜しくお願い致します

※ 新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。



連携施設様へのお願い

2021年2月1日（月）以降については、貴施設におかれましても「変換コネクタ」のご準備もしくは新規格製品への切り替えをお願い致します。

お問い合わせ先

社会医療法人清恵会 清恵会病院 医療安全対策室

☎：072（223）8199（代表）